

Аксессуары для BagSystem® и Plate&Count System®

BagPipet® Пипетка-дозатор

Автоклавируемые пипетки **BagPipet®** со стерильными одноразовыми наконечниками **BagTips®** (19 и 24 см) позволяют точно набирать аликвоты объемом 0,1мл, 0,9мл и 1мл.



BagOpen® Штатив для открытия пакетов

Устройство **BagOpen®**, позволяет использовать и придерживать пакет для отбора пипеткой, исключая контакт с анализируемым образцом. Пакет остаётся открыт благодаря адгезивному материалу на стенках устройства.



BagClip® Зажимы для пакетов

Пластиковые зажимы **BagClip®** пригодны для пакетов всех типов, размеров и толщины. **BagClip®** предоставляет возможность:

- многократного использования, обеспечивает безопасность, чистоту, легкость в применении и отсутствие контакта с образцом
- хранения пакета, закрытого зажимом **BagClip®** в анаэробных условиях благодаря герметичности, водо- и воздухонепроницаемости.

BagRack® Стойка-штатив для хранения пакетов

Сборный штатив для удобного и аккуратного хранения пакетов, закрытых зажимами **BagClip®**. Рассчитан на 10 пакетов всех размеров.



PetriPile® штатив для хранения чашек Петри

Сборный штатив для удобного и аккуратного хранения чашек Петри. Рассчитан на 36 чашек Петри (6х6) диаметром 55, 65, 90 мм.

Clinet® дезинфицирующие средства

Clinet® позволяет очистить и дезинфицировать поверхность одним жестом. Благодаря 50% содержанию спирта и диклюконата хлоргексидина, **Clinet®** уничтожает микробы и оставляет поверхность чистой. Активен на вирусы Герпеса, Гепатита Б и ВИЧ. Не нуждается в удалении. Применяется в лаборатории, клинике, офисе, дома и т.д.

Clinet® 101 Дезинфицирующие салфетки в пластиковом контейнере (120 салфеток)

Clinet® 202 Индивидуальные дезинфицирующие салфетки 20х30 см

Clinet® 303 Дезинфицирующий хлоргексидиновый спрей (1л)


Clinet® 404 Дезинфицирующие салфетки для пищевого контакта



Anabac® дезодорант для автоклава

Лаборатории все более затронуты проблемами гигиены и чистоты рабочего места. При этом не стоит забывать также об условиях работы. Дезодорант для автоклава **Anabac®** производит незаметный, но осязаемый эффект.

Anabac® применяется при работе автоклава, полностью растворяясь и оставляя после себя 5 возможных запаха:



Classic :
Ментол и
эвкалипт



Poma :
Зеленое
яблоко



Citrus :
Цитрус



Floral :
Цветочный
сбор



Peach :
Персик